

## 10 – 1000 Molekül Ağırlık Standartı


### 10 – 1000 bp DNA Ladder

For in vitro use only / Canlı dışında kullanım için uygundur. (Research use only)

Katalog No:	Miktarı:
BM-LDR03	500µL

#### Açıklama:

İzlenebilir elektroforez yöntemi için moleküler ağırlık standardıdır. Uygun floresan boyalar ile karıştırıldıktan sonra mor ötesi (UV) ve moleküler mavi ışık altında gözlenebilir. 100 bp ile 1000 bp aralığında 10 ayrı dna fragmanından oluşmaktadır.



bp	ng /10 µL
– 1000	150
– 900	100
– 800	120
– 700	100
– 600	80
– 500	150
– 400	80
– 300	60
– 200	60
– 100	40

#### Konsantrasyon:

0.1 µg/µl

#### Aralık:

100 – 1000 bp

#### Bant Sayısı:

10

#### Uygulama:

İdeal görüntüleme için, her bir kuyucuk için 5-10µL uygulanması önerilir.

#### Saklama Koşulları:

Zaruri durumlarda 1 ay boyunca oda sıcaklığında saklanabilir. Nakil işlemlerinde +4 derecede gönderiminin sağlanması önerilir. Uzun süreli saklama koşulu -20 derecedir.