

50 – 1000 Molekül Ağırlık Standartı


50 – 1000 bp DNA Ladder

For in vitro use only / Canlı dışında kullanım için uygundur. (Research use only)

Katalog No:	Miktarı:
BM-LDR02	500µL

Açıklama:

İzlenebilir elektroforez yöntemi için moleküler ağırlık standardıdır. Uygun floresan boyalar ile karıştırıldıktan sonra mor ötesi (UV) ve moleküler mavi ışık altında gözlenebilir. 50 bp ile 1000 bp aralığında 13 ayrı dna fragmanından oluşmaktadır.



Konsantrasyon:

0.1 µg/µl

Aralık:

50 – 1000 bp

Bant Sayısı:

13

Uygulama:

İdeal görüntüleme için, her bir kuyucuk için 5-10µL uygulanması önerilir.

Saklama Koşulları:

Zaruri durumlarda 1 ay boyunca oda sıcaklığında saklanabilir. Nakil işlemlerinde +4 derecede gönderiminin sağlanması önerilir. Uzun süreli saklama koşulu -20 derecedir.